

ECOLAB®

Diesin maxx

SURT RENGØRINGS- OG DESINFEKTIONSMIDDEL

Diesin maxx er et surt rengørings- og desinfektionsmiddel til daglige og besværlige opgaver. **Diesin maxx** kombinerer en antimikrobiel effekt med en fantastisk evne til at fjerne kalk og snavs. **Diesin maxx** efterlader samtidigt en behagelig duft. Selv når produktet anvendes fortyndet, har **Diesin Maxx** en virkelig god kalkfjernende effekt.

Anvendelse: Til alle vand- og syreressistente overflader. Ideelt til offentlige institutioner såsom skoler, plejehjem, hospitaler, sportshaller, svømmehaller og andre områder hvor rengøring, afkalkning, og desinfektion er tiltrængt.


Bakteriedræbende ifølge EN 1276 - 2%, EN 13697 - 10% - 5 min.

Svampedræbende ifølge EN 1650 - 10% - 15 min.






■ **Clean** - antimikrobiel i overensstemmelse med EN 1276 / 1650 / 13697.

■ **Safe** - miljømæssigt orienteret ved anvendelse af mælkesyre. Farvekodet.

■ **Efficient** - afkalkning, rengøring og desinfektion i en arbejdsgang.



BRUGERVEJLEDNING



- 1 Tjek produktetiket og hygiejneplan for detaljeret brugerinformation.
- 2 Bær passende beskyttelsestøj når produktet håndteres.
- 3 Klargør brugsopløsningen af **Diesin maxx** i henhold til den påkrævede/ønskede koncentration. Kan anvendes koncentreret ved genstridigt snavs. Påfør opløsningen på en mikrofiberklud eller svamp.
- 4 Aftør overfladen. Anvend **Diesin maxx** i kombination med med en farvekodet Polifix mikrofiberklud, for at undgå kryds-kontamination.
- 5 Til manuel gulvrensning anbefales det, at anvende produktet i kombination med Ecolab **rasanTEC** moppe system.
- 6 Tillad en kontakttid i henhold til ovenstående EN-norm.
- 7 Efterskyl med vand eller aftør med en ren fugtig klud.

INFORMATION

Aktive ingredienser: 100g væske indeholder: 2.45g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid, 8.0g mælkesyre.

Kun til professionelt brug!

SIKKERHED

Må ikke blandes med andre produkter!

Udsnid kun tom og tillukket emballage. Produktrester: der henvises til sikkerhedsdatablad.

Anvend desinfektionsmidlet forsvarligt. Læs altid etiket og produktinformation.

For yderligere information se sikkerhedsdatablad og produktetiket.

OPBEVARING

Opbevares mellem -5° og 40°C i original emballage.

pH værdi (100%): 1,8

EMBALLAGE

12x1L flasker per karton
2x5L dunke per karton

Worldwide Headquarters
370 Washaba Street N St. Paul, MN55102
www.ecolab.com 1.800.35.CLEAN

European Headquarter
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab ApS
Carl Jacobsens Vej 29
2500 Valby
Telefon +45 3615 8585